

ARGOTONE® IGIENE NASO

Spray nasale lubrificante, idratante e riequilibrante il pH fisiologico del secreto nasale.

ARGOTONE® Igiene Naso è un dispositivo medico a base di una soluzione isotonica di carbossimetilbetaglucano allo 0,1%, ad azione meccanica con capacità detergente, idratante, lubrificante e riequilibrante il pH fisiologico del secreto nasale.

Indicazioni

ARGOTONE® Igiene Naso è indicato per mantenere deterse e idratate le cavità nasali, favorendo la ventilazione tubarica. Consigliato in tutti i casi di naso chiuso, quali ad esempio riniti, sinusiti, adenoiditi e nei casi di ristagno del film mucoso dovuto anche da smog, fumo di sigaretta, pollini o polvere. Indicato anche nei casi di secchezza delle mucose.

Modo d'uso

Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l'indice e il medio sulle alette dell'erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino all'ottenimento della prima nebulizzazione. Soffiare il naso prima di utilizzare il prodotto, quindi piegare leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata, inspirare tenendo chiusa con un dito dell'altra mano la narice che non riceverà l'applicazione. Spruzzare, se necessario più volte, lasciare trascorrere un breve intervallo per permettere alla soluzione di agire prima di soffiarsi il naso.

Ripetere l'applicazione 1-3 volte al giorno.

Effetti indesiderati

Non sono conosciuti effetti indesiderati.

Avvertenze

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non iniettare.

Non ingerire.

Composizione

Carbossimetil β -glucano, N-idrossimetil glicinato sodico, EDTA sale bisodico, Sodio benzoato

Soluzione isotonica tamponata pH fisiologico.

SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO

Confezione

Flacone da 50 ml con erogatore meccanico senza gas propellenti.

Fabbricante (pittogramma):

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12- 20122 Milano

Data revisione del testo: Gennaio 2018



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.